





Ref	Designation	a	b	c	d	Weight
820116	Shampoo basin	61 cm	53 cm	20 cm	10l	0.83 kg

FR- Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation. Suivre les indications et les conserver précieusement ! Si cette aide est utilisée par d'autres personnes, celles-ci doivent être bien informées sur les conseils suivants avant toute utilisation.

1. Consignes de sécurité

- ♥ Toujours consulter votre revendeur spécialisé pour régler l'appareil et pour apprendre à l'utiliser de manière appropriée.
- ♥ Ne pas stocker dehors, ne pas laisser au soleil (Attention à ne pas laisser à l'intérieur d'une voiture en plein soleil !!).
- ♥ Ne pas utiliser lors de températures extrêmes (supérieures à environ 38°C ou 100°F ou inférieures à 0°C ou 32°F).
- ♥ Vérifier régulièrement l'ensemble des parties composant cet article.
- ♥ Vérifier si tous les raccords vissés sont serrés correctement.
- ♥ Ne pas utiliser dans un autre but que celui pour lequel ce produit est prévu.
- ♥ Respectez TOUJOURS les limitations de poids qui figurent sur l'étiquette ou la notice.
- ♥ Ne pas modifier cet article. En cas de nécessité, n'utiliser que des pièces originales pour le réparer. Seul un personnel qualifié est habilité à réparer cet article.
- ♥ En cas de non utilisation prolongée, faites vérifier votre appareil par votre revendeur spécialisé.
- ♥ Le bac à shampooing est destiné à une utilisation en intérieur et ne doit pas être stockée dehors.
- ♥ N'utiliser le bac à shampooing que sur un support horizontal et stable.
- ♥ Si vous constatez l'apparition de rougeur sur votre peau, cessez immédiatement l'utilisation du produit et consultez votre médecin.
- ♥ Eviter le contact avec des objets tranchants et coupants afin de ne pas endommager le produit.

2. Installation

La mise en service de ce produit ne doit être réalisée que par du personnel qualifié. N'hésitez pas à questionner votre revendeur en cas de doute. Ce produit est livré prêt à être utilisé.

Descriptif

Ce produit permet aux personnes alitées de se laver les cheveux sans mouiller le patient ni les draps.

Le kit se compose d'un bac à shampooing gonflable de forme anatomique [A] permettant de récupérer l'eau et d'un réservoir d'eau [B] équipé d'une douchette [C] avec robinet d'arrêt [D] au cas où aucune source d'eau ne serait à proximité. Le bac est par ailleurs équipé d'une vidange [E] et d'un tuyau [F] permettant d'évacuer l'eau.

Attention, le bassin doit être utilisé sur une surface plane semi rigide.

Utilisation

1. Gonfler le bac à la bouche ou avec une pompe après l'avoir positionné de manière confortable autour de la nuque et des épaules du patient. Le bac est équipé d'une valve anti-retour pour éviter à l'air de s'échapper. Pour gonfler, il faut écraser la base de la valve entre ses doigts afin de

permettre le passage d'air.

2. Placer le tuyaux de vidange de l'eau dans un seau qui sera situé sous le matelas afin de faciliter l'écoulement de l'eau. Ne pas écraser ou plier le tuyaux pour permettre une bonne évacuation de l'eau.

3. Enlever si nécessaire la vidange du bassin pour permettre à l'eau de s'écouler pendant le lavage des cheveux.

4. La réserve d'eau peut être utilisée lorsque aucun point d'eau ne se trouve à proximité. Elle peut être suspendue à un porte sérum par exemple. La douchette est équipée d'un robinet marche/arrêt permettant de contrôler le débit d'eau.

5. Dégonfler le bac à shampooing puis ranger le pour une utilisation future.

3. Entretien

Le produit doit être nettoyé régulièrement avec un chiffon propre et humide. Pour des raisons d'hygiène, il importe de le nettoyer après chaque utilisation.

4. Matériaux

Le produit se compose de vinyl.

5. Traitement des déchets

Veuillez mettre au rebut ce produit en conformité avec la réglementation en vigueur.

6. Caractéristiques techniques

Ce produit est garanti 2 ans, à partir de la date d'achat, contre tout vice de fabrication. Ce produit est biocompatible.

Répond à la norme: EN-ISO 111 99-1

EN- Please read these safety instructions carefully before use, and keep them for future question.

1. Safety indications

- ♥ ALWAYS consult with your physician or supplier to determine proper adjustment and use of the device.
- ♥ Don't store outside and don't let under the sun (Beware : don't let the product in a car in case of high outside temperature !!).
- ♥ Don't use in extreme temperature (above 38°C or 100°F or below 0°C or 32°F).
- ♥ Check carefully all parts of this item.
- ♥ Check regularly if all components are tightened.
- ♥ Use only as a shampoo basin and in proper way.
- ♥ ALWAYS observe the weight limit on the labelling of your product.
- ♥ No modification must be made on this device. Use only original parts to replace the broken or defect one and let this be done by the technical staff.
- ♥ In case you didn't use your product for a long time, let it checked by the technical staff, before using.
- ♥ Do not store/use outdoor, but at home only.
- ♥ Use only on a flat and solid ground.
- ♥ If your skin develops redness, discontinue the use of the cushion immediately and consult your doctor or therapist.
- ♥ Avoid contact with any sharp objects or pointed edges that may

tear or puncture the pad.

2. Installation

Only specialists can adjust the product and teach you how to use it. Ask the technical staff how to use this product and make sure that you understood clearly their explanation.
In case of doubt, don't hesitate to ask again.

Description

The shampoo kit provides an easy, comfortable way to wash the hair of bedridden patients without getting water on the patient or on the linens. The shampoo kit is delivered with an inflatable basin [A] with a drainage hole [E], a drainage hose [E] and a bag [B] to store water to be hang over the basin. Water can be dispensed through a portable showerhead [C] with an on/off valve [D] to control the flow.

Beware : Place the shampoo basin on a flat and semi-rigid surface for better use.

Using

1. Inflate the shampoo basin either by mouth or by using an air pump to get a basin that fits around the client's neck and shoulders comfortably. The air valve has a one-way valve inside to help to prevent air from leaking out. To inflate, squeeze air valve by its neck to help to open the one-way valve inside.
2. Place the drainage hose to a water bucket which must be placed lower than the shampoo basin. Do not punch the hose.
3. Unplug, if necessary, the drainage plug for water drainage while in use.
4. If necessary, hang the water bag on a bedpost or IV pole and use the portable shower to wash hairs. The on/of valve helps controlling the flow.
5. After use, deflate for easy storage.

3. Cleaning

The basin has to be cleaned regularly and after each use with a mild cleaning agent and a dry cloth.

4. Materials

The product is made of sturdy vinyl.

5. Disposal

Dispose of this product in accordance with your regional waste disposal regulations.

6. Technical specifications

This product has a 2 years warranty, from the date of purchase, against any manufacturing defect. This product is biocompatible.

Test : EN-ISO 111 99-1.

DE - Bitte lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung vor Benutzung. Sichern Sie sich, dass Sie diese Anweisungen befolgen und behalten Sie die in einer sicheren Stelle. Wenn dieses Produkt von anderen Leute benutzt werden soll, sollen sie sich völlig über diese Sicherheitsanweisungen informieren.

1. Sicherheitsanweisungen

- ♥ Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler oder Krankenpersonal, in die Benutzung und Pflege einweisen.
- ♥ Nicht draußen lagern und nicht in der Sonne lassen (Vorsicht : nicht im Auto lassen bei hohen Temperaturen!!)
- ♥ Nicht bei extremen Temperaturen benutzen (> 38°C/ 100°F oder < 0°C / 32°F).
- ♥ Alle mechanischen Teilen regelmäßig überprüfen (Schraube, Rohre, Griffe..).
- ♥ Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Verschraubungen fest angezogen sind. Bevor Sie sich setzen, sichern Sie, dass die Sitzplatte eingestellt ist.
- ♥ Nicht benutzen für andere Zwecke als ein Duschstuhl : z.b. nicht auf den Stuhl stehen!!
- ♥ Respektieren Sie das Maximalgewicht.
- ♥ Es dürfen keine Veränderungen auf dem Produkt vorgenommen werden. Verwenden Sie nur Originalersatzteile und lassen Sie die Reparatur durch Fachpersonal realisiert.
- ♥ Wenn Sie das Produkt in Einsatz gebracht haben, versichern Sie sich, dass dieser in geöffneter Position blockiert ist und stabil ist. Einige Modelle sind schon montiert geliefert.
- ♥ Hängen Sie nichts an Ihren Stuhl.
- ♥ Wenn Sie das Produkt lang nicht verwendet haben, lassen Sie es erst von Fachpersonal geprüft werden.
- ♥ Das Produkt ist nur für eine innere Benutzung geeignet und muss

nicht außer Haus verlagert werden.

- ♥ Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob sich der Stuhl in einwandfreiem Zustand befindet.
- ♥ Verwenden Sie den Stuhl nur auf horizontalem, ebenem und festem Untergrund.
- ♥ Das Setzen auf die Armlehnen ist strengstens untersagt.
- ♥ Sich nicht hinauslehnen, um nicht herunterzufallen.

2. Installation

Dieses Produkt darf nur vom Fachpersonal eingestellt werden. Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an das zuständige Fachpersonal.

Beschreibung

Das Haarwaschwanne-Set erleichtert dem Pflegepersonal oder Familienangehörigen das Haarewaschen von Patienten.

Das Set ist mit einer 2-reihig aufblasbaren Haarwaschwanne [A] mit Ablaufstöpsel [E] und integriertem Schlauch [E], damit das Wasser abfließen kann, geliefert. Das Set enthält auch eine Duschvorrichtung [B][C] zum anhängen mit einem Wasserabsperrventil [D], um den Wasserstrom zu kontrollieren. Das Produkt ist wiederverwendbar.

Vorsicht: Haarwaschwanne muss auf einem flachen ebene benutzt werden.

Benutzung

1. Die zweireihige Haarwaschwanne mit dem Mund oder mit einer Luftpumpe aufblasen. Die Haarwaschwanne verfügt über eine bequeme Kopfmulde, damit der Benutzer bequem auf dem Rücken liegt und seinen Kopf gestützt wird. Das Einwegventil verhindert, dass die Luft wieder herausströmt. Um die Ventile zu öffnen, seitlich mit den Fingern pressen.
2. Eimer am Bettende unterstellen und Ablaufschlauch anschliessen. Der Schlauch sollte nicht geknickt sein, nur so kann das Wasser ordnungsgemäß ablaufen.
3. Während oder nach dem Waschen kann das Wasser einfach über den integrierten Schlauch abfließen.
4. Wenn notwendig, den Beutel-Tank an Infusionsstand anhängen. Das Wasserabsperrventil [D], erlaubt den Wasserstrom zu kontrollieren.
5. Die Luft des Haarwaschbeckens kann nach dem Trocknen durch herausziehen der Stöpsel wieder abgelassen werden. Jetzt können Sie das Haarwaschbecken wieder falten und platzsparend aufbewahren.

3. Reinigung

Das Haarwaschwanne-Set soll mit nichtschleifenden Reinigungsmitteln gereinigt werden, und mit einem sauberen und feuchtem Lappen getrocknet werden. Eine tägliche Reinigung ist notwendig.

4. Material

Das Haarwaschwanne-Set besteht aus Vinyl.

5. Entsorgung

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den regionalen Entsorgungsvorschriften.

6. Technische Daten

Dieses Produkt wird 2 Jahre, ab Kaufdatum, gegen jeden Fabrikationsfehler garantiert. Dieses Produkt ist biokompatibel.

Norm: EN-ISO 111 99-1

PT - Leia atentamente estas instruções de segurança antes de utilizar o artigo e guarde-as caso surjam duvidas futuras.

1. Indicações de segurança

- ♥ Consulte sempre o seu médico ou fornecedor para determinar o ajuste e utilização do dispositivo.
- ♥ Não armazene no exterior e não deixe exposto ao sol (cuidado: não deixe o produto num carro em caso de altas temperaturas externas!!).
- ♥ Não utilize em temperaturas extremas (acima de 45 ° C ou 113 ° F ou abaixo de 0 ° C ou 32 ° F).
- ♥ Verifique cuidadosamente todas as partes deste item.
- ♥ Verifique regularmente se todos os componentes estão apertados.
- ♥ Use apenas como um lava-cabeças e de maneira adequada.
- ♥ Observe sempre o limite de peso no rótulo do produto.
- ♥ Nenhuma modificação deve ser feita neste dispositivo. Devem ser utilizadas apenas peças originais para substituir as peças danificadas ou com defeito, esta substituição deve ser feita pela equipa técnica.
- ♥ Caso não utilize o produto por um longo período de tempo, deverá solicitar uma análise pela equipa técnica antes de voltar a usá-lo.
- ♥ Não armazene/use ao ar livre, apenas em casa.

- ♥ Utilize apenas em terreno plano e sólido.
- ♥ Se a sua pele apresentar vermelhidão, interrompa o uso do produto imediatamente e consulte o seu médico ou terapeuta.
- ♥ Evite o contato com objetos pontiagudos ou bordas pontiagudas que possam rasgar ou perfurar o lava-cabeças.

2. Instalação

Apenas especialistas podem ajustar o produto e ensinar a utilizá-lo. Solicite à equipa técnica indicações de como usar este produto e certifique-se que entende claramente a explicação.

Em caso de dúvida, não hesite em perguntar novamente.

Descrição

O Lava-Cabeças fornece uma maneira fácil e confortável de lavar a cabeça dos pacientes acamados sem molhar o paciente ou a roupa de cama. É fornecido com uma bacia insuflável [A] com um orifício de drenagem [E], uma mangueira de drenagem [F] e uma bolsa[B] para armazenar água a ser pendurada no lava-cabeças.

A água pode ser fornecida através de um chuveiro portátil [C] com uma válvula "liga / desliga" [D] para controlar o fluxo.

Cuidado: Para uma utilização mais eficiente, coloque o lava-cabeças numa superfície plana e semirrígida.

Utilização:

1.Encha o lava-cabeças por via oral ou utilizando uma bomba de ar, verifique que que suporta confortavelmente o pescoço e os ombros do utente. A válvula de ar é uma válvula unidirecional no interior para ajudar a impedir a fuga de ar. Ao soprar, aperte a válvula de ar pelo pescoço para ajudar a abrir a válvula unidirecional no interior.

2.Coloque a mangueira de drenagem num balde de água que deve ser colocado debaixo do lava-cabeças. Não fure a mangueira.

3.Desconecte, se necessário, o bujão de drenagem para drenagem da água enquanto estiver em utilização.

4.Se necessário, pendure a bolsa de água num suporte de cama ou soro e utilize o chuveiro portátil para lavar a cabeça. A válvula "liga/desliga" ajuda a controlar o fluxo.

5. Após utilizar, esvazie, para facilitar o armazenamento.

3. Limpeza

A bacia deve ser limpa regularmente e após cada utilização com um detergente de limpeza suave e um pano seco.

4. Materiais

O produto é feito de vinil resistente.

5. Eliminação

Este artigo deve ser descartado segundo o regulamento regional de eliminação de resíduos.

6. Especificações técnicas

Este produto tem uma garantia de 2 anos, a partir da data da compra, contra qualquer defeito de fabrico. Este produto é biocompatível.

Teste: EN-ISO 111 99-1.

PL- Proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na wypadek przyszłych wątpliwości.

1. Bezpieczeństwo

- ♥ ZAWSZE skonsultuj się z lekarzem lub dostawcą aby doprecyzować prawidłową regulację oraz używanie produktu.
- ♥ Nie przechowuj produktu na zewnątrz ani nie wystawiaj na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni słonecznych (nie zostawiaj produktu na długo w samochodzie w czasie upałów)
- ♥ Nie używaj produktu podczas ekstremalnych temperatur otoczenia (powyżej 45°C lub poniżej 0°C)
- ♥ Sprawdzaj regularnie wszystkie elementy zestawu pod kątem uszkodzeń
- ♥ Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem
- ♥ Dla własnego bezpieczeństwa nie wprowadzaj do produktu żadnych zmian lub modyfikacji. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych a naprawę zleć specjalście.
- ♥ W przypadku długiej przerwy w użytkowaniu produktu zalecamy, aby przed ponownym użyciem sprawdził go specjalista.
- ♥ Nie przechowuj ani nie używaj produktu na zewnątrz - przeznaczony jest on tylko do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- ♥ Używaj produktu wyłącznie na płaskim, stabilnym podłożu
- ♥ W razie wystąpienia jakichkolwiek zmian skórnych, zaczerwienień, podrażnień, natychmiast zaprzestań używania produktu i skonsultuj się z lekarzem lub terapeutą.
- ♥ Unikaj kontaktu z obiektami o ostrych krawędziach - niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu.

2. Przygotowanie do użycia:

Tyko specjalista powinien dopasować produkt do Twoich indywidualnych potrzeb oraz nauczyć Cię z niego korzystać.

Zapytaj specjalistę jak używać produktu i upewnij się, że wszystko poprawnie zrozumiałeś. W razie wątpliwości, nie wahaj się zapytać ponownie.

Opis produktu:

Zestaw przeznaczony jest do wygodnego mycia głowy pacjentom obłożnie chorym, bez potrzeby zmoczenia pacjenta i jego otoczenia. Zawiera nadmuchiwany basen [A] wyposażony w otwór odpływowy z korkiem [E] oraz węzeł [F] a także zasobnik na wodę [B] zawieszany ponad basenem. Woda dozowana jest za pomocą mini głowicy prysznicowej [C] wyposażonej w prosty zawór [D] dla wygodnej kontroli przepływu..

OSTROŻNIE: Używaj produktu wyłącznie na płaskim, stabilnym podłożu.

Używanie:

1. Nadmucharaj basen, używając pompki do materacy lub własnych ust w stopniu wystarczającym do pewnego oparcia karku pacjenta. Zawór do pompowania wyposażony jest w kontrolę przepływu zapobiegającą cofaniu się powietrza - przy nadmuchiwanie ustami należy lekko ścisnąć zawór, co ułatwi napełnienie basenu.
2. Umieść wąż odpływowy [F] w pojemniku na zużyta wodę, zwracając uwagę, aby pojemnik znajdował się poniżej basenu, a wąż odpływowy nie był przegnieniony lub załamany.
3. Zasobnik z wodą należy zawiesić ponad basenem, na przykład na uchwycie stojaka do kroplówki lub podobnym wieszaku.
4. Używając zaworu [D] kontrolujesz grawitacyjny przepływ wody.
5. Po użyciu, wypuść wodę z basenu, umyj go i usuń powietrze, dla łatwiejszego przechowywania.

3. Czyszczenie:

Zestaw powinien być czyszczony po każdym użyciu za pomocą łagodnych środków czyszczących, dokładnie wypłukany czystą wodą i osuszony przed złożeniem do przechowywania.

4. Materiały

Produkt jest wykonany z wytrzymałego winylu.

5. Utylizacja

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

6. Dane techniczne:

ref	produkt	szerokość	długość	wysokość	pojemność	waga
820 116	basen	61 cm	53 cm	20 cm	10 litrów	0.83 kg

Pojemność zasobnika na wodę: **8 litrów**

Produkt posiada 2 letnią gwarancję od daty nabycia na wszelkie wady produkcyjne i materiałowe.

Produkt jest biokompatybilny.

GR- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Ακολουθήστε τις οδηγίες και φυλάξτε τις προσεκτικά! Εάν το παρόν βοήθημα χρησιμοποιείται από άλλα άτομα, αυτά θα πρέπει να μελετήσουν τις ακόλουθες οδηγίες πριν από οποιαδήποτε χρήση.

1. Οδηγίες ασφαλείας

- ♥ ☐ Να συμβουλευέστε πάντοτε τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπό σας για
- ♥ να ρυθμίσετε τη συσκευή και να μάθετε πώς να τη χρησιμοποιείτε σωστά.
- ♥ ☐ Να μην φυλάσσεται σε εξωτερικό χώρο, να μην αφήνεται εκτεθειμένο
- ♥ στον ήλιο (Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να μην αφήνεται στο εσωτερικό αυτοκινήτου, απευθείας εκτεθειμένο στο ηλιακό φως!).
- ♥ ☐ Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος (ανώτερες των 45°C ή 113°F ή κατώτερες των 0°C ή 32°F).

- ♥ Ελέγχετε τακτικά όλα τα μέρη που συνθέτουν αυτό το προϊόν.
- ♥ Ελέγξτε εάν όλοι οι σύνδεσμοι έχουν βιδωθεί καλά.
- ♥ Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.
- ♥ Τηρείτε ΠΑΝΤΑ τα όρια βάρους που αναγράφονται στην ετικέτα ή στις οδηγίες.
- ♥ Δεν πρέπει να τροποποιείτε αυτό το προϊόν. Εάν χρειαστεί επισκευή, πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Η επισκευή αυτού του προϊόντος πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- ♥ Σε περίπτωση που δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, απευθυνθείτε στον εξειδικευμένο αντιπρόσωπό σας για τον έλεγχο της συσκευής.
- ♥ Ο λουτήρας είναι για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και δεν πρέπει να φυλάσσεται σε εξωτερικό χώρο.
- ♥ Ο λουτήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο επάνω σε οριζόντια και σταθερή βάση.
- ♥ Αν παρατηρήσετε ερυθρότητα στο δέρμα σας, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν αμέσως και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- ♥ Αποφύγετε την επαφή με αιχμηρά και κοφτερά αντικείμενα, ώστε να μην καταστραφεί το προϊόν.

2. Εγκατάσταση

Η θέση αυτού του προϊόντος σε λειτουργία πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Μη διστάσετε να ρωτήσετε τον εμπορικό μας αντιπρόσωπο εάν δεν είστε σίγουροι. Αυτό το προϊόν παραδίδεται έτοιμο προς χρήση.

Περιγραφή του προϊόντος

Αυτό το προϊόν επιτρέπει σε τρίτα άτομα να λούζουν τα μαλλιά ατόμων που είναι κλινήρη χωρίς να βρέχουν τον ασθενή ή τα κλινοσκεπάσματα. Το kit αποτελείται από ένα ανατομικά διαμορφωμένο φουσκωτό δοχείο σαμπουάν [A] για τη συλλογή νερού και δεξαμενή νερού [B] εξοπλισμένη με ακουστικό [C] με βάνια διακοπής [D] σε περίπτωση που δεν υπάρχει πηγή νερού κοντά. Ο λουτήρας είναι επίσης εξοπλισμένος με σύστημα στράγγισης [E] και σωλήνα [F] για την εκκένωση του νερού.

Προσοχή, η λεκάνη πρέπει να χρησιμοποιείται σε ημικάμπτη επίπεδη επιφάνεια.

Χρήση

1. Φουσκώστε το λουτήρα με το στόμα ή με μια αντλία αφού την τοποθετήσετε άνετα γύρω από το λαιμό και τους ώμους του ασθενούς. Ο λουτήρας είναι εξοπλισμένος με βαλβίδα αντεπιστροφής για την αποφυγή διαφυγής αέρα. Για να φουσκώσει, είναι απαραίτητο να συνθλίψετε τη βάση της βαλβίδας με τα δάχτυλά της για να επιτρέψετε τη διέλευση του αέρα.
2. Τοποθετήστε τους σωλήνες αποστράγγισης νερού σε έναν κουβά που θα βρίσκεται κάτω από το στρώμα για να διευκολύνετε τη ροή του νερού. Μην συνθλίβετε ή λυγίζετε τον αγωγό για να είναι δυνατή η σωστή αποστράγγιση.
3. Αφαιρέστε το σύστημα αποστράγγισης της λεκάνης, εάν είναι απαραίτητο, για να επιτρέψετε τη ροή του νερού ενώ λούζετε τα μαλλιά.
4. Το απόθεμα νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν δεν υπάρχει κοντά σημείο υδροληψίας. Μπορεί να κρεμαστεί σε βάση έγχυσης ορού, παραδείγματος χάρη. Το ακουστικό διαθέτει βάνια ενεργοποίησης / απενεργοποίησης για τον έλεγχο της ροής του νερού.
5. Ξεπλύνετε το λουτήρα και φυλάξτε τον για μελλοντική χρήση.

3. Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με ένα καθαρό, υγρό πανί. Για λόγους υγιεινής, είναι σημαντικό να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση.

4. Υλικά

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από βινύλιο.

5. Διαχείριση αποβλήτων

Απορρίψτε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

6. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αυτό το προϊόν διαθέτει εγγύηση διάρκειας 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, έναντι οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος. Αυτό το προϊόν είναι βιοσυμβατό.

Είναι σύμφωνο με το εξής πρότυπο: EN-ISO 111 99-1