

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Το προϊόν χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ασθενών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή σε καταστάσεις που απαιτούν γρήγορη και ασφαλή απομάκρυνση του ασθενή. Χρησιμοποιείται και για την οριζόντια μεταφορά, ανύψωση και την ακινητοποίηση ασθενή με υποψία τραυματισμού στη της σπονδυλικής. Πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, εκπαιδευμένο για φροντίδα «έκτακτης ανάγκης».

ΠΡΟΣΟΧΗ (!):

- Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να αποκατασταθεί & επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο
- Η χρήση του εν λόγω προϊόντος απαγορεύεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. απορρίπτει κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή χρήση άλλη από αυτή που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο προϊόν και στο ακόλουθο εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του.
- Υπάρχει Πιθανότητα Απόκλισης των Διαστάσεων των Προϊόντων Ευρους ±3%.
- Συνιστάται πάντα να ακολουθείτε τις διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
- Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στον ασθενή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό ή οποιονδήποτε διαθέσιμο προαιρετικό εξοπλισμό, εάν δεν έχετε πρώτα διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Εάν αδυνατείτε να κατανοήσετε τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις ή τις οδηγίες, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία υγείας, αντιπρόσωπο ή το τεχνικό προσωπικό πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη.
- ΔΙΑΒΑΣΤΕ προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Να φυλάξετε το παρόν έντυπο για μελλοντική χρήση.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν τα παιδιά είναι κοντά και ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
- Απαιτείται πάντα ιδιαίτερη προσοχή εκεί που υπάρχουν κινούμενα μέρη που μπορούν να προκαλέσουν παγίδευση των άκρων και τραυματισμούς

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- Το Φορείο είναι κατασκευασμένο από Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας – HDPE. Αυτό το κάνει άκαμπτο, ελαφρύ και αξιόπιστο για χρήση σε ειδικές καταστάσεις
- Διαθέτει περιμετρικά 18 λαβές για την ευκολία των χειριστών.
- Το υλικό του είναι ανθεκτικό με υψηλή αντοχή και μη-απορροφητικό. Επίσης εύκολα καθαρίζεται και απολυμαίνεται.
- Το μέγιστο φορτίο είναι 170kg.
- Περιλαμβάνει τέσσερις (4) ζώνες ασφαλείας, ταχυαπασφαλισζόμενες, με πλαστικό κλειδίωμα και πλάτους 5cm για την περίδεση του τραυματία.



- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Πλοία, Ασθενοφόρα, Νοσοκομεία, σε Αθλητικά και Ορειβατικά σωματεία και γενικά σε εξωτερικούς χώρους για την μεταφορά ασθενών και τραυματιών.
- Μπορεί να επιπλέει στο νερό.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με τον Νάρθηκα Ακινητοποίησης Κεφαλής 0805908.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με τους φουσκωτούς Νάρθηκες ποδιών και χεριών με κωδικό σετ 0805909.
- Είναι συμβατό σε χρήση με συσκευές ακτινογραφίας και μαγνητικού τομογράφου (X-Ray & MRI compatible)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην συσκευασία περιέχονται: το κύριο προϊόν x1, η ζώνη ασφαλείας x 4 & οι οδηγίες χρήσης x1.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	0805907
ΌΝΟΜΑ	ΣΑΝΙΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΕΝΙΑΙΟΣ
ΥΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟΥ	ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ – HDPE
ΧΡΩΜΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	184X45X6 CM
ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	170 KG
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	7 KG
ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΤΑΧΥΑΠΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ 5CM, ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ	18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
ΛΟΙΠΑ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΠΙΠΛΕΕΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΕΩΣ 80KG
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ X-RAY & MRI	ΣΥΜΒΑΤΟ
ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ / ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	185X47X7 CM / 1 ΤΕΜ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ / 8,80KG

ΠΡΙΝ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ:

- Ελέγξτε εάν ο σκελετός έχει υποστεί ζημιά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του προϊόντος (δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό).
- Ελέγξτε να μην είναι σκισμένη η επιφάνεια του φορείου.
- Σε περίπτωση ζημιάς, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο
- Ελέγχετε πάντα την κατάσταση φθοράς όλων των μερών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη ασφαλής χρήση του προϊόντος για ανθρώπους και αντικείμενα.
- Ελέγξτε ότι οι ζώνες ασφαλείας για την περίδεση και ακινητοποίηση του ασθενούς, υπάρχουν, είναι άθικτες και λειτουργικές.

INTENDED USE:

The product is used for the transportation of patients in emergency or in situations demanding a quick and safe evacuation of the patient. It is also used for horizontal transport, lifting and immobilization of a patient with a suspected spinal injury. It has to be used exclusive by professional and qualified personnel, duly trained for emergency care.

CAUTION (!):

- In case of damage or malfunction of your product DOT NOT use the product and please contact the authorized and trained representative.
- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual.
- MOBIAK S.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration on the frame of the product.
- MOBIAK S.A reserves the right to change the information contained in this document without previous notice.
- There is a ± 3% Deviation for the Dimensions of the Products.
- It is always recommended to follow the procedures designed for emergency response.
- Improper use of the device can cause injury to the patient.
- Improper use of the device can cause injury to the patient.

GENERAL WARNINGS:

- If you don't read this user manual, it is preferable not to use this device or another available part.
- If you don't understand the usage or the precautions, please contact with the dealer or the proper technical person before you use the device because may be caused damage.
- Carefully READ the entire manual before using the product.
- Save this document for future reference.
- The product should be used only by qualified personnel.
- Keep away the product from heat sources.
- Be careful when children are nearby and do not allow the children to play or operate with the device.
- Special care is always required where there are moving parts that can cause limb entrapment or injury.

PRODUCT PRESENTATION:

- The stretcher is made of high-density polyethylene – HDPE. This makes it rigid, lightweight and reliable for use in special situations.
- It has 18 handles around the perimeter for operator convenience.
- Its material is durable with high strength and non-absorbent. It is also easy to clean and disinfect.
- The maximum Load is 170Kg.
- It includes four (4) safety belts, quick-release, with plastic buckle and 5 cm width for the restraint of the injured person.



- It can be used on boats, ambulances, hospitals, in sports and mountaineering clubs and generally outdoors for the transport of patients and injured people.
- It can float on water.
- It can be used in combination with the Head Immobilization Splint 0805908.
- It can be used in combination with the inflatable Set (leg and hand) splints with set code 0805909.
- It is compatible for use with X-ray and MRI devices. (X-Ray & MRI compatible)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

The package contains: main product x1, seat belt x 4 & user manual x1.

REFERENCE NUMBER	0805907
NAME	SPINE BOARD
FRAME	ONE PART
FRAME MATERIAL	HIGH DENSITY POLYETHYLENE – HDPE
COLOR	ORANGE
PRODUCT DIMENSIONS	185X45X6 CM
MAXIMUM LOAD	170 KG
PRODUCT NET WEIGHT	7 KG
SAFETY BELTS	4 PIECES, QUICK-RELEASE WITH PLASTIC BUCKLE, 5CM WIDTH.
HANDLES	18 PERIPHERAL HANDLES
OTHER	ABILITY TO FLOAT IN WATER WITH A LOAD UP TO 80KG
X-RAY & MRI COMPATIBILITY	COMPATIBLE
WAY OF TRANSFER	HORIZONTAL
MASTER CARTON DIMENSION / GROSS WEIGHT	185X47X7 CM / 1 PC PER MASTER CARTON / 8,80 KG

BEFORE EVERY USE:

- Check if the frame is damaged in order to guarantee a safe use of the product (there are no cracks or fractures in the frame).
- Check that the surface of the stretcher is not cracked.
- In case of damage do not use the product and contact your dealer for further instructions.
- Always check the condition of wear for all the parts to ensure the absolute safe use of the product for people and objects.
- Periodically check its sturdiness and the stability.
- Check that the safety belts for patient restraint and immobilization are present, intact and functional.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

11. Σε περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον Νάρθηκα ακινητοποίησης κεφαλής, ή κάποιο κολάρο, τοποθετήστε πρώτα αυτό πάνω στο φορείο.
12. Μετακινήστε επιτυχώς τον ασθενή ή τον τραυματία στο φορείο και ασφαλίστε τον με τις ζώνες.
13. Χρησιμοποιήστε τις λαβές για να στερεώσετε τις ζώνες ασφαλείας στο φορείο.
14. Η παρουσία των 18 λαβών περιμετρικά σας επιτρέπει να σηκώσετε τον ασθενή πιάνοντας το φορείο από διάφορες πλευρές. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε λαβή που έχετε περάσει την ζώνη ασφαλείας.
15. Πριν σηκώσετε το φορείο, βεβαιωθείτε ότι, έχετε περιδέσει σωστά τον ασθενή με τις ζώνες ασφαλείας.
16. ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε με ασθενείς που υπερβαίνουν το βάρος που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος και στο παρόν εγχειρίδιο.
17. Επιτρέπεται μόνο χειροκίνητη ανύψωση και τουλάχιστον τέσσερις χειριστές.
18. Οι χειριστές πρέπει να είναι τοποθετημένοι συμμετρικά και κατά τρόπο που να επιτρέπει την ασφαλή και σταθερή ανύψωση ολόκληρου του ασθενή. Εάν οι τέσσερις χειριστές δεν είναι επαρκείς για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του μεταφερόμενου τότε δύο επιπλέον πρέπει να τοποθετηθούν εκατέρωθεν στο κέντρο.
19. Πάντα να ενημερώνετε το ασθενή κατά την προσαρμογή του στο φορείο. Μην αφήνετε ποτέ φορείο χωρίς επίβλεψη με ασθενή μέσα.
20. Η φορείο μπορεί να έχει συνέπειες για τους ασθενείς που σχετίζονται με την παρατεταμένη τοποθέτηση σε άκαμπτη, μη ανατομική επιφάνεια. Συνεπώς, η πραγματική ανάγκη χρήσης αυτού του φορείου πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά από τον διασώστη σύμφωνα με το πρωτόκολλο της εκπαίδευσής του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ασφαλή χρήση σε νερό, τα άτομα της ομάδας διάσωσης θα πρέπει να είναι σε βάθος όπου θα μπορούν να σταθεροποιηθούν τα πόδια τους στον πυθμένα, διότι η πλευστότητα του φορείου εξαρτάται από το βάρος του ασθενή.

Οι χειριστές πρέπει:

- Να είναι εκπαιδευμένοι για αντιμετώπιση αντίστοιχων καταστάσεων.
- Ή έχουν πρακτικές γνώσεις χειρισμού ασθενών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
- Να είναι εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες και το φορείο.
- Να είναι σωματικά ικανοί να βοηθήσουν έναν ασθενή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Ελέγχετε το φορείο μετά από κάθε χρήση. Η επιθεώρηση προορίζεται για έρευνα σε οτιδήποτε που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την καλή λειτουργία του φορείου. Ελέγξτε τα προϊόν για τυχόν χαλαρότητα, ραγίσματα, σπασίματα, λυγισμένα ή κατεστραμμένα μέρη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ:

- Καθαρίστε τα πλαστικά μέρη με νερό, ξεπλύνετε και σκουπίστε καλά με ένα μαλακό και καθαρό πανί και στεγνώστε μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί και ήπιο σαπούνι στις επιφάνειες όπου χρήζουν καλύτερο καθαρισμό.
- ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν βρεγμένο ή λερωμένο με σκόνη ή λάσπη.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά για τον καθαρισμό του πλαισίου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της επίστρωσης του προϊόντος.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κάνετε χρήση όξινων ή καυστικών διαλυμάτων. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή καθαριστικά λεκέδων.
- Εάν πρέπει να απολυμάνετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα κοινό, ήπιο απολυμαντικό, αφού έχετε διαβάσει τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του απολυμαντικού..
- Προστατέψτε το προϊόν από εκδορές, κοψίματα και τρυπήματα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Το προϊόν θα πρέπει να φυλάσσεται συσκευασμένο με τις παρακάτω συνθήκες:

- Για την μακροχρόνια φύλαξη το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε ξηρό και αεριζόμενο μέρος και δεν πρέπει να τοποθετείται σε περιβάλλον με υψηλή και γρήγορες αλλαγές θερμοκρασία.
- ΜΗΝ φυλάσσετε το προϊόν σε τοποθεσίες που βρίσκονται κοντά σε πηγές υψηλής θερμοκρασίας ή υφίστανται άμεση ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Το προϊόν πρέπει να είναι απομονωμένο από χημικά και διαβρωτικές ουσίες.
- Το προϊόν πρέπει να είναι συσκευασμένο για να προστατεύεται από τη σκόνη, και τα μέρη που μπορεί να επηρεαστούν ή να καταστραφούν από οξείδωση να τα έχουμε ελαφρώς λιπάνει.
- Κατά την μεταφορά και την αποθήκευση, όταν είναι συσκευασμένο, το μέγιστο ύψος της στοίβας είναι έξι στρώσεις.
- Το προϊόν μπορεί να μεταφερθεί με ένα οποιοδήποτε κοινό όχημα.
- Εύρος Θερμοκρασίας: -20°C ~ 60°C.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Εάν διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας τον άχρηστο πλέον προϊόν σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία

USE OF PRODUCT:

1. In case you need to use the head immobilizer, or a collar, put it on the product first.
2. Successfully move the patient or user onto the stretcher and secure with the belts.
3. Use the Handles to secure the safety belts on the stretcher.
4. The presence of 18 handles around the perimeter allows you to lift the patient by grasping the stretcher from various sides. Avoid using a handle that you have passed the seat belt.
5. Before lifting the stretcher, make sure that you have properly strapped the patient with the safety belts.
6. DO NOT use with patients who exceed the weight limit on the product label and in this user manual.
7. Only manual lifting and at least four operators are allowed.
8. Operators must be positioned symmetrically and in such a way that the whole patient can be lifted safely and steadily. If four operators are not sufficient to ensure the safety of the patient, then two additional handlers shall be placed on either side of the center.
9. Always inform the patient when adjusting to the stretcher. Never leave stretcher unattended with patient inside.
10. The device maybe has consequences for patients related to prolonged laying on a rigid, non-anatomical surface. So, the actual need for use of this stretcher must therefore be carefully assessed by the rescuer in accordance with his/her training guidelines.

CAUTION: For safe use in water, the operators should be at a depth where they can stabilize their feet on the bottom, because the foaling of the stretcher depends on the weight of the patient.

Requirements for operators:

- To be trained to deal with corresponding situations.
- Or have practical knowledge of handling patients in emergency situations.
- Be familiar with the procedures and the stretcher.
- Be physically able to assist a patient.

MAINTENANCE:

Check the stretcher after each use. The inspection is intended to investigate anything that may compromise the integrity and proper operation of the stretcher. Check the product for any looseness, cracks, breaks, bent or damaged parts.

CLEANING AND DISINFECTION:

- Clean the plastic parts with water, rinse and wipe well with a soft and clean cloth and dry away from direct sunlight.
- You can use a wet cloth and mild soap on the surfaces that need a better cleaning.
- DO NOT leave the product wet or soiled with dust or mud.
- Do not use chemical cleaners to clean the frame. This may damage the product's coating surface.
- CAUTION: Do not use acidic or caustic solutions. Do not use solvents or stain removers.
- If you must disinfect the product, use a common, mild disinfectant, after reading the instructions provided by the disinfectant manufacturer.
- Protect the product from scratches, cuts and punctures.

CONDITIONS OF STORAGE AND TRANSPORT

The product should be stored packaged under the following conditions:

- For long-term storage the product should be placed in a dry and ventilated place and should not be placed in an environment with high and rapid changes of temperature.
- DO NOT store the product in locations that are close to high temperature sources or direct sunlight for long periods of time.
- The product should be isolated from chemicals and corrosive substances.
- The product should be packaged to protect it from dust, and parts that may be affected or damaged by oxidation should be lightly lubricated.
- During transportation and storage, when packed, the maximum stack height is six layers.
- The product can be transported by any common vehicle.
- Temperature range: -20°C ~ 60°C.

ENVIRONMENTAL PROTECTION:

If one day you find that your product needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:

- 1) Do not dispose your product along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your product must be disposed.
- 3) Correct disposal of your product helps the protection of the environment as well as the recycling of the product's components.

INCIDENT REPORTING:

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides.

DECLARATION OF CONFORMITY:

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς.
Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Επίσης ΔΕΝ καλύπτει φθειρόμενα μέρη και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρας του χρόνου.

Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται) και εταιρίες μεταφορών.

Καμία εργασία ή ανταλλακτικό δεν καλύπτεται αν δεν έχει ελεγχτεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τον κατασκευαστή του προϊόντος. Τα έξοδα μεταφοράς για τον έλεγχο πληρώνονται από τον χρήστη ή πελάτη ή από το κατάστημα λιανικής

WARRANTY:

The product is guaranteed for a period of two (2) years from the purchasing date.

The warranty apply on factory defects & DOES NOT apply on damages resulting from misuse, poor maintenance, modification, overuse, or non-compliance with the product's operating instructions.

Also DOES NOT apply on the parts, that can wear out during use or over time. Damages or defects caused by natural disasters, unauthorized maintenance or repair, power supply problems (where applicable) & carriers are not covered by the warranty.

No service or spare part is applied unless it has been inspected by an authorized service department or the manufacturer of the product. Shipping costs for goods of warranty are to be paid by the end user- customer or by dealer.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΣΑΝΙΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

USER MANUAL: SPINE BOARD

REF : 0805907**ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ / WARRANTY FORM:**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ / BUYERS DETAILS:	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ FULL NAME:	
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ PURCHASING DATE:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / PHONE:	
LOT OR SERIAL NUMBER:	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ / DEALER DETAILS	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ / FULL NAME:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / PHONE:	
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / SIGN AND SIGNATURE	

MBK CODE	GR DESCRIPTION	EN DESCRIPTION
0805907	ΣΑΝΙΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	SPINE BOARD

 MOBIAK S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



Ερμηνεία συμβολών που βρίσκονται στην ετικέτα στο χαρτοκιβώτιο ή & στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος
Description of symbols that have been printed on the label, master carton and or user manual

