

1. Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν της MOBIAC Α.Ε. Το χειρίδιο προϊόντος είναι ένα σημαντικό έγγραφο που σας παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Διαβάστε προσεκτικά το χειρίδιο χρήσης αυτού χρησιμοποιώντας το προϊόν. Μόλις το προϊόν και εξασκηθείτε πριν γίνει κάποια εφαρμογή. Αυτό το χειρίδιο ισχύει για το μοντέλο μας: 0805909.



- Οι σχολαστικοί και οι εκάθεν σε αυτό το χειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τα πραγματικά μέτρα λόγω της βελτιστοποίησης της ποιότητας ή της αλλαγής σχεδιασμού. Ελέγξτε το προσεκτικά.
- Το προϊόν που έχετε στα χέρια σας πιθανόν να διαφέρει από αυτό στις ακόλουθες φωτογραφίες. Η διαδικασία της συναρμολόγησης είναι παρόμοια.

ΣΥΜΒΟΛΑ : Παρακαλώ συμβουλευθείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

2. Προαπαιτούμενη Χρήση:

Το σετ νάρθηκα αέρα είναι ένα σετ φουσκωτών νάρθηκων για να χρησιμοποιηθεί στην την επείγουσα περιβαλμένη ενός ασθενή ή τραυματία, σχεδιασμένο για να ακινητοποιεί και να υποστηρίξει ένα τραυματισμένο μέρος του σώματος. Πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, εκπαιδευμένο για φροντίδα «εκτακτής ανάγκης».

Το ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΕΡΟΣ ΣΕΤ περιλαμβάνει: Πλήρες Πόδι x1, Μισό Πόδι x1, Πέλμα και Αστράγαλος x1, Πλήρες Βραχίονας x1, Μισός Βραχίονας 1x, Παλάμη και Καρπός x1.

3. ΠΡΟΣΟΧΗ (!):

- Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να αποκατασταθεί & επικοινωνήσετε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο
- Η χρήση του εν λόγω προϊόντος απαγορεύεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο παρόν χειρίδιο.
- Η MOBIAC Α.Ε. απορρίπτει κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή χρήση άλλη από αυτή που αναφέρεται στο παρόν χειρίδιο.
- Η MOBIAC Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο προϊόν και στο ακόλουθο χειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να βελτιστεί τα χαρακτηριστικά του.
- Υπάρχει Πιστότητα Απόκλισης των Διαστάσεων των Προϊόντων Ευρώπης ±3%.
- Συνιστάται πάντα να ακολουθείτε τις διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
- Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στον ασθενή.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό ή οποιοδήποτε διαθέσιμο προαιρετικό εξοπλισμό, εάν δεν έχετε πρώτα διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το παρόν χειρίδιο χρήσης.
- Εάν ανιχνεύσετε να καταναλώνετε τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις ή τις οδηγίες, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία υγείας, αντιπρόσωπο ή το τεχνικό προσωπικό πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη.
 - ΔΙΑΒΑΣΤΕ προσεκτικά ολόκληρο το χειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
 - Να φυλάξετε το παρόν έντυπο για μελλοντική χρήση.
 - Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
 - Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας.
 - Να είστε προσεκτικοί όταν τα παιδιά είναι κοντά και ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
 - Απαιτείται πάντα ιδιαίτερη προσοχή εκεί που υπάρχουν κινούμενα μέρη που μπορούν να προκαλέσουν πείδηση των άκρων και τραυματισμούς

5. Παρουσίαση Του Προϊόντος:

- Οι νάρθηκες αέρα είναι σχεδιασμένοι για κατάγματα, σπασίματα, διαστρέμματα ή καμμένα άκρα.
- Οι νάρθηκες αέρα πορίζονται για προστασία και υποστήριξη, προηγμένων ή αδύναμων αρθρώσεων.
- Ακινητοποιεί, μαλακώνει και προστατεύει τα τραυματισμένα άκρα ώστε ο χρήστης να μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια και εύκολα.
- Οι νάρθηκες αέρα είναι κατασκευασμένοι από μαλακό και διαφανές πλαστικό υλικό, είναι μη τοξικό, πολύ ανθεκτικό και προσρμολάζεται εύκολα στα άκρα.
- Οι νάρθηκες είναι κατασκευασμένοι από δύο επίπεδα και ανάμεσά τους υπάρχει ο χώρος ο οποίος περιέχει τον αέρα που εισέρχεται μέσω της βαλβίδας.

- Έτοιμο προς χρήση. Φουσκώνει πολύ γρήγορα. Η εφαρμογή είναι ταχύτερη, απλούστερη και πιο άνετη από τις συμβατικές τεχνικές επίδεσης/νάρθηκας
- Ο αέρας γεμίζει τον νάρθηκα μέχρι να δημιουργηθεί μια ισχυρή τάση που αποφεύγει οποιαδήποτε κίνηση του άκρου. Οι φουσκωτοί νάρθηκες διαθέτουν εξωτερικό φερμουάρ για να διακολλούν την εφαρμογή τους.
- Η βαλβίδα φουσκωματος/εξφυσκωματος είναι κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό και είναι βαλβίδα με πύλα.
- Είναι συμβατό για χρήση με συσκευές ακτινογραφίας και μαγνητικής τομογραφίας.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανδυαστικά με οποιοδήποτε φορέα (0805906, 0805907, 0805910, 0804591, 0804592, 0804593) ή και τον Ακινητοποιητή Κεφαλής 0805908

6. Παιχνάκιμα συσκευασίας

- Στην συσκευασία περιέχονται: Πλήρες πόδι x1, μισό πόδι x1, πέλμα και αστράγαλος x1, Πλήρες βραχίονα x1, μισό βραχίονα 1x, χέρι και καρπός x1, η τσάντα μεταφοράς x1, η χειροκίνητη αντλία για το φούσκωμα & οι οδηγίες χρήσης x1.



7. Πίνακας Χαρακτηριστικών

Κωδικός Μοντέλου	0805909
Όνομα	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΕΡΟΣ ΣΕΤ
Υλικό	Μαλακό και Διάφανο Πλαστικό Υλικό, με Φερμουάρ
Βάρος Προϊόντος	1,2 Kg
Μήκος του Νάρθηκα “ Πλήρες πόδι”	81 cm
The length of the splint “Μισό Πόδι”	63,50 cm
The length of the splint “Πέλμα και αστράγαλος”	38 cm
The length of the splint “Πλήρες Βραχίονας”	81 cm
The length of the splint “Μισός Βραχίονας”	63,50 cm
The length of the splint “Παλάμη και Καρπός”	38 cm
Συμβατότητα X-RAY & MRI	COMPATIBLE
Εύρος Θερμοκρασίας	0°C - 50°C
Διάσταση Κιβωτίου / Μικτό Βάρος Κιβωτίου	52,2x28,5x32 cm / 10 pcs per Master Carton / 12,5 Kg

8. Πριν Από Κάθε Χρήση:

1. Η πραγματική ανάγκη χρήσης αυτού του φορέου πρέπει να αξιολογείται προεκτικά από τον διασώστη σύμφωνα με το πρωτόκολλο της εκπαίδευσής του.
2. Ελέγξτε ότι η επιφάνεια του προϊόντος δεν έχει υποστεί ζημιά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλή χρήση του προϊόντος.
3. Ελέγξτε για απουσία από κοίματά, τρύπες και ακρίσματα πάνω στο προϊόν και την βαλίδα.
4. Ελέγξτε την Καθαριότητα του προϊόντος (θυμηθείτε ότι η απουσία καθαρισμού μπορεί να προκαλέσει τον κίνδυνο μετάδοσης μολύνσεων).
5. Σε περίπτωση ζημιάς, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο
6. Ελέγξτε πάντα την κατάσταση φθώρας των μερών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτα ασφαλής χρήση του προϊόντος για ανθρώπους και αντικείμενα.

9. Χρήση Του Προϊόντος:

1. Επιτρέπονται τουλάχιστον δύο (2) χειριστές.
2. Επιλέξτε τον κατάλληλο νάρθηκα αέρα.
3. Ξεδιπλώστε τους νάρθηκες, Ανοίξτε το φερμουάρ και απλώστε τυλίξτε τους νάρθηκες γύρω από το τραυματισμένο άκρο και μετά κλείστε το με φερμουάρ.
4. Ανοίξτε το καπάκι της βαλίδας και φυσώσατε με σταθερή ή μικρο-αντίλα.
5. Για να ξεφουσκώσει πιέστε ελαφρά στη βάση της βαλίδας.
6. Για να τον αφαιρέσετε ξεκομπίστε το φερμουάρ.
7. Αποφύγετε να τρυπήσει ή επιφάνεια του από τα ακινητά αντικείμενα.

Σημειώστε ότι: Οι νάρθηκες που φυσώνονται με αέρα μπορεί να παρουσιάσουν διαρροή, όταν εφαρμόζονται σε κρύο καιρό, ή θα διογκωθούν όταν ο ασθενής μετακινηθεί σε πιο ζεστό μέρος. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να συμβούν διακυμάνσεις στην πίεση εάν ο ασθενής μετακινηθεί σε διαφορετικό υψόμετρο. Παρακολουθείτε συχνά την πίεση στον νάρθηκα με τα δαχτύλα σας.

10. Ο Υγιεινιστής Πρέπει:

- Να είναι εκπαιδευμένος για αντιμετώπιση αντίστοιχων καταστάσεων.
- Ή έχουν πρακτικές γνώσεις χειρισμού ασθενών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
- Να είναι εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες και το φορέο.
- Να είναι συμμακά κανονί να βοηθήσουν έναν ασθενή.

11. Συντήρηση:

Ελέγξτε το προϊόν μετά από κάθε χρήση. Η επίστρωση προορίζεται για έρευνα σε οποδήποτε που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την καλή λειτουργία του φορέου. Ελέγξτε τα προϊόν για τυχόν χαλαρότητα, ραγισματα, σπασίματα, λυγισμένα ή κατεστραμμένα μέρη



ΠΡΟΕΙΔΡΟΤΗΣΗ

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα **MHN** χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να αποκαταστεί.

12. Καθαρισμός Και Απολύμανση (για την πρόληψη της μεταδιδόμενης μόλυνσης):

- Καθαρίστε τα πλαστικά μέρη με νερό, ξεπλύνετε και σκουπίστε καλά με ένα μαλακό και καθαρό πανί και στεγνώστε μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό πανί και ήπιο σαπούνι στις επιφάνειες όπου χρίζουν καλύτερα καθαρισμό.
- ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν βρεγμένο ή λερωμένο με σκόνη ή λάδιπ.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κάνετε χρήση όξινων ή καυστικών διαλυμάτων. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή καθαριστικά λεκιδίων.
- Να Απολυμάνετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα κοινό, ήπιο απολυμαντικό, αφού έχετε διαβάσει τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του απολυμαντικού..
- Προστατέψτε το προϊόν από εκδορές, κοιμήματα και τρυπήματα

13. Συνθήκες Φύλαξης και Μεταφοράς

Το προϊόν θα πρέπει να φυλάσσεται συσκευασμένο με τις παρακάτω συνθήκες:

- Φυλάξτε την αρχική συσκευασία για να την χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση μελλοντικής μεταφοράς και για αποθήκευση.
- Για την φύλαξη το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε ξηρό και αεριζόμενο μέρος και δεν πρέπει να τοποθετείται σε περιβάλλον με υψηλή και κρίσιμες αλλαγές θερμοκρασία.
- ΜΗΝ φυλάσσετε το προϊόν σε τοποθεσίες που βρίσκονται κοντά σε πηγές υψηλής θερμοκρασίας ή υψίστανα άμεση ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Το προϊόν πρέπει να είναι απομονωμένο από χημικά και διαβρωτικές ουσίες.
- Το προϊόν πρέπει να είναι συσκευασμένο για να προστατευτεί από τη σκόνη.
- Το προϊόν μπορεί να μεταφερθεί με ένα οποιοδήποτε κοινό όχημα.
- Ύψους Θερμοκρασίας: 0°C – 50°C.

14. Προστασία Περιβάλλοντος

Εάν διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάτε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η οημσία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλισης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλιση.
- 3) Διεθνήτος τον όχημο πλέον προϊόν σας στα σωστά σημεία ανακύκλισης βοηθήτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.

15. Ανεπαρκή Συνθήκες:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

16. Δήλωση Συμμόρφωσης

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χημικής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία.

17. Όροι Εγγύησης

Το προϊόν, από την ημερομηνία αγοράς, φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) χρόνια.

Η εγγύηση καλύπτει εργασιαστικές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος. Επίσης ΔΕΝ καλύπτει εφάρμοσμα μέρη όπως την ταπεταρία, τον τροχό, το ελαστικό του τροχού, βαλίδες αέρα, τη ζώνη ασφαλείας, τσάντα μεταφοράς, υποπόδια ή φρένα και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρας του χρόνου.

Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκλούνται από φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται) & εταιρικές μεταφορών.

Καμία εργασία ή ανταλλακτικό δεν καλύπτεται αν δεν έχει ελεγχτεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τον κατασκευαστή του προϊόντος. Τα έξοδα μεταφοράς για τον έλεγχο πληρώνονται από τον χρήστη ή πελάτη ή από το κατάστημα.

Όταν υποβάλλετε αίτημα για κάλυψη εντός εγγύησης, να προσκομίζετε έγκυρη απόδειξη αγοράς και τη φέρμα εγγύησης συμπληρωμένη, με φωτογραφία του στερεοτύπου του προϊόντος και φωτογραφία ή βίντεο το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν μπορεί να προσκομίσει τα παραπάνω έγγραφα, εάν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το προϊόν ή το εξάρτημα εξακολουθεί να βρίσκεται εντός της περιόδου εγγύησης, ενδέχεται να μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα του χρήστη για κάλυψη στο πλαίσιο της εγγύησης, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

18. ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΥΝΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	
ΗΜΕΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:	
ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:	
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:	
ΛΟΤ:	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	



MOBIAK S.A.
ΚΑΘΙΣΤΑΝ ΑΚΡΟΤΙΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
ΚΑΘΙΣΤΑΝ ΑΚΡΟΤΙΡΙΟΥ ΧΑΝΙΑ - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiacare.com



19. Αποποίηση ευθυνών

Το περιεχόμενο του χειριδίου προϊόντος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της MOBIAK Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία») και τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται από την Εταιρεία. Χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας, κανείς δεν επιτρέπεται να αντιγράψει, να εξαγάγει ή να μεταφράσει σε άλλες γλώσσες το χειρίδιο ή οποιοδήποτε περιεχόμενο περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε μορφή. Η Εταιρεία συντάσσει προεκτικά το χειρίδιο προϊόντος με αίτημα ευθύνης για τους χρήστες, αλλά δεν εγγυάται την πληρότητα ή την ορθότητα του περιεχομένου του. Το χειρίδιο προϊόντος, ως αμιγώς τεχνικό έγγραφο, δεν περιλαμβάνει οπωσδήποτε πληροφορία που περιέχονται με τίτλο αναφορά σε τρίτους. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη που ενδεχομένως να προκαλέσουν ασφάλεια. Σε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης απώλειας πληροφοριών ή διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω του χειριδίου προϊόντος ή των πληροφοριών για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτό, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

Κατά τη χρήση όλων των προϊόντων της MOBIAK Α.Ε. οι χρήστες πρέπει να ακολουθούν αυστηρά το χειρίδιο προϊόντος και τις οδηγίες χρήσης που διατίθενται στον επίσημο ιστότοπο της Εταιρείας (www.mobiacare.com) για τον χειρισμό του εξοπλισμού και να μην παραβιάζουν οποιαδήποτε προειδοποίηση επισημαίνεται στο χειρίδιο προϊόντος κατά τη χρήση του εξοπλισμού. Σε περίπτωση τραυματισμού των χρηστών ή άλλων ατόμων, ή υλικών ζημιών που οφείλονται στον χειρισμό του εξοπλισμού χωρίς τήρηση των οδηγιών χρήσης ή στην παραβίαση των προειδοποιήσεων που επισημαίνονται στο χειρίδιο προϊόντος, τα εν λόγω άτομα φέρουν τις αντίστοιχες νομικές ευθύνες.

Καθώς η Εταιρεία συνεχίζει να βελτιώνει και να ενημερώνει τα προϊόντα της, είναι απαραίτητο να συνδέσει τακτικά στον επίσημο ιστότοπό της για να ανατρέξει στις πιο ενημερωμένες οδηγίες και συνθήκες χρήσης ή να επικοινωνήσει με τον διανομέα για το πιο πρόσφατο χειρίδιο χρήσης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης του χειριδίου προϊόντος χωρίς προειδοποίηση.

Η Εταιρεία επιφυλάσσει τα δικαιώματά της τελικής ερμηνείας



MOBIAK S.A.
ΚΑΘΙΣΤΑΝ ΑΚΡΟΤΙΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
ΚΑΘΙΣΤΑΝ ΑΚΡΟΤΙΡΙΟΥ ΧΑΝΙΑ - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiacare.com



October 24

[5]

1. Introduction

We would like to thank you for choosing a MOBIAK S.A product. The product user manual is an important document that provides you with information on how to use it and technical features. Please read the user manual carefully before using the product. Learn the product and practice before any application. This manual applies to our model: **0805909**.



- The annotations and illustrations in this manual might be slightly different with the real parts due to quality improvement or changing design. Please check it carefully.
- The product you have in your hands may differ from the one in the following photos. The assembly process is similar.

SYMBOLS: Please refer on ANNEX A

2. Intended Use:

The Air Splint Set is a set of inflatable splints for an emergency patient care, designed to immobilize and support an injured part of the body. It has to be used exclusive by professional and qualified personnel, duly trained for emergency care.

The AIR SPLINT SET contains full leg x1, half leg x1, foot and ankle x1, full arm x1, half arm 1x, hand and wrist x1.

3. CAUTION (i):

- In case of damage or malfunction of your product DOT NOT use the product and please contact the authorized and trained representative.
- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual.
- MOBIAK S.A. declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration on the frame of the product.
- MOBIAK S.A. reserves the right to change the information contained in this document without previous notice.
- There is a ± 3% Deviation for the Dimensions of the Products.
- It is always recommended to follow the procedures designed for emergency response.
- Improper use of the device can cause injury to the patient.

4. GENERAL WARNINGS:

- If you don't read this user manual, it is preferable not to use this device or another available part.
- If you don't understand the usage or the precautions, please contact with the dealer or the proper technical person before you use the device because may be caused damage.
- Carefully READ the entire manual before using the product.
- Save this document for future reference.
- The product should be used only by qualified personnel.
- Keep away the product from heat sources.
- Be careful when children are nearby and do not allow the children to play or operate with the device.

5. Product Presentation:

- Air splints are designed for fractures, broken, crushed, sprains or burned extremities.
- Air splints are provided to people who need protection and support for painful, swollen, or weak joints and their surrounding structures.
- Immobilizes, cushions, and protects injured limbs so the user can be transported safely & easily.
- The Air Splint are made of a soft and transparent plastic material, that is non-toxic, very resistant and easily adapts to limbs.
- The splints are made of two linings and between them there is a space which can contain the air that enters through a valve.
- Ready to use-inflates in seconds. Application is faster, simpler, and more comfortable than conventional bandaging/splinting techniques.
- The air fills the splint till creating a strong tension that avoids any movement of the limb. The inflatable splints have an outside zip to make the application to the limb easier.
- The inflating/deflating valve is made of a plastic material and is an open/close type valve.
- It is compatible for use with X-ray and MRI devices. (X-Ray & MRI compatible)
- Can be used in combination with any stretcher (0805906, 0805907, 0805910, 0804591, 0804592, 0804593) and/or the Head Immobilizer 0805908.

6. Package Contents

The package contains: full leg x1, half leg x1, foot and ankle x1, full arm x1, half arm x1, hand and wrist x1, carrying bag x1 and pump x1 & user manual x1.



7. Specifications

Reference Number	0805909
Name	AIR SPLINT SET
Material	Soft And Transparent Plastic Material, with zipper.
Product Net Weight	1.2 Kg
The length of the splint "Full Leg"	81 cm
The length of the splint "Half Leg"	63,50 cm
The length of the splint "Foot & Ankle"	38 cm
The length of the splint "Full Arm"	81 cm
The length of the splint "Half Arm"	63,50 cm
The length of the splint "Hand & Wrist"	38 cm
X-RAY & MRI Compatibility	COMPATIBLE
Temperature Range	0°C - 50°C
Master Carton Dimension / Master Carton Gross Weight	52,2x28,5x32 cm / 10 pcs per Master Carton / 12,5 Kg

8. Before Each Use:

- The actual need for use of this stretcher must therefore be carefully assessed by the rescuer in accordance with his/her training guidelines.
- Check that the surface of the product is not damaged in order to guarantee a safe use of the product.
- Check for the Absence of cuts, holes, tears on the structure.
- Check the Cleanliness of the product (remember that the failure of cleaning may cause the risk of cross infections)
- In case of damage do not use the product and contact your dealer for further instructions.
- Always check the condition of wear for all the parts to ensure the absolute safe use of the product for people and objects.

9. Use of the Product:

- At least two (2) operators are allowed.
- Select the appropriate air splint.
- Unfold & Unzipped splints and simply wrap a splint around the injured extremity, then zipped.
- Open the lid of valve and inflated with oral or micro-pump.
- Press lightly on the valve base to deflate.
- To remove it, Unzipped and take off splint.
- Avoid puncturing its surface by sharp objects.

Note that: Air-inflated splints may leak, when applied in cold weather, or will expand when the patient is moved to a warmer place. Variations in pressure also occur if the patient is moved to a different altitude. Frequently monitor the pressure in the splint with your fingers.

10. Requirements for operators:

- To be trained to deal with corresponding situations.
- Or have practical knowledge of handling patients in emergency situations.
- Be familiar with the procedures and the stretcher.
- Be physically able to assist a patient.

11. Maintenance:

Check the product after each use. The inspection is intended to investigate anything that may compromise the integrity and proper operation of the stretcher. Check the product for any looseness, cracks, breaks, bent or damaged parts.



WARNING

In the event of a problem occurs, DO NOT use the product until the issue will be repaired.

12. Cleaning And Disinfection (to prevent the cross infection):

- Clean the plastic parts with water, rinse and wipe well with a soft and clean cloth and dry away from direct sunlight.
- You can use a wet cloth and mild soap on the surfaces that need a better cleaning.
- DO NOT leave the product wet or soiled with dust or mud.
- Do not use chemical cleaners. This may damage the product.
- CAUTION: Do not use acidic or caustic solutions. Do not use solvents or stain removers.
- Disinfect the product, use a common, mild disinfectant, after reading the instructions provided by the disinfectant manufacturer.
- Protect the product from scratches, cuts, and punctures.

13. Conditions of Storage and Transport

The product should be stored packaged under the following conditions:

- Keep the original packaging for use in case of any further transport and for storage.
- For storage the product should be placed in a dry and ventilated place and should not be placed in an environment with high and rapid changes of temperature.
- DO NOT store the product in locations that are close to high temperature sources or direct sunlight for long periods of time.
- The product should be isolated from chemicals and corrosive substances.
- The product should be packaged to protect it from dust.
- The product can be transported by any common vehicle.
- Temperature range: 0°C - 50°C.



14. Environmental Protection Statement:



If one day you find that your product needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:

- 1) Do not dispose your product along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your product must be disposed.
- 3) Correct disposal of your product helps the protection of the environment as well as the recycling of the product's components.

15. Incident Reporting:

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides.

16. Declaration Of Conformity:

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

17. Terms of Warranty:

The product is guaranteed for a period of two (2) years warranty on the frame from the purchasing date.

The warranty apply on factory defects & DOES NOT cover damages resulting from misuse, poor maintenance, modification, overuse, or non-compliance with the product's operating instructions. Also DOES NOT cover the parts that can wear out during use or over time, like the upholstery, wheels, wheel tire, valves for inflation, safety belt, carrying bag, footrests or brakes.

Damages or defects caused by: natural disasters, unauthorized maintenance or repair, power supply problems (where applicable) & carriers are not covered by the warranty.

No service or spare part is covered unless it has been inspected by an authorized service department or the manufacturer of the product. Shipping costs for goods of warranty are to be paid by the user- customer or by dealer.

When the user or the provider apply on warranty request, provide a valid proof of purchase and the completed warranty form, with a photo of the product serial number and a photo or video of the problem that has occurred. In the event the user cannot provide the above documents, if we can confirm that the product or part is still within the warranty period, we may be able to honor the user's request for coverage under warranty, but we are not obligated to do so.

18. Warranty Form

BUYERS DETAILS:	
FULL NAME:	
PHONE:	
PURCHASING DATE:	
INVOICE NUMBER:	
SERIAL NUMBER:	
LOT:	
DEALER DETAILS:	
FULL NAME:	
ADDRESS:	
PHONE:	
DEALER SIGN AND SIGNATURE	

19. Disclaimer:

The content of the product manual is the intellectual property of MOBIAK S.A. (hereinafter referred to as the "Company") and the copyright is reserved by the Company. Without the written consent of the Company, no one may copy, export or translate the manual or any content included in any form into other languages without the written consent of the Company. The Company carefully compiles the product manual with a sense of responsibility for users but does not guarantee the completeness or correctness of its contents. The product manual, as a purely technical document, does not include implied content or content with oblique reference to third parties. The Company assumes no responsibility for any typographical errors that may cause ambiguities. In the event of direct or indirect loss of information or business interruption due to the product manual or the product information contained therein, the Company shall not be liable.

When using all MOBIAK S.A. products, users must strictly follow the product manual and the instructions for use available on the Company's official website (www.mobikcare.com) for the handling of the equipment and not violate any warning marked in the product manual when using the equipment. In case of injury to users or other persons, or material damage caused by the handling of the equipment without following the instructions for use or by violating the warnings marked in the product manual, the persons concerned shall bear the respective legal responsibilities.

As the Company continues to improve and update its products, it is essential that you regularly log on to its official website to refer to the most up-to-date instructions and conditions of use or contact your distributor for the latest user manual. The Company reserves the right to revise the product manual without notice.

The Company reserves the right of final interpretation.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΣΥΜΒΟΛΑ ANNEX A. SYMBOLS

Ερμηγεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή. Medical Device.		Σήμα συμμόρφωσης CE. CE Mark.
	Κατασκευαστής. Manufacturer.		Ημερομηνία Παραγωγής. Production Date.
	Κωδικός Προϊόντος. Product Number.		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης. Read the instruction for use.
	Σειριακός Αριθμός. Serial Number.		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο. Do not use if Package is Damage.
	Αριθμός Παρτίδας. Batch Number.		Τοποθετήστε με αυτή τη φορά. Right Way Up.
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος. Unique Device Identification.		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια. Keep away from sunlight.
	Διατηρήστε Στεγνό. Keep Dry.		Ύψος στοίβαξης 3 κιβώτια. Stacking Height.
	Χειριστείτε με προσοχή. Handle With Care.		Εύθραστο. Fragile.
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο. In Door Use Only.		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων. Waste Electrical and Electronic Equipment Directive.