


GR EN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΥ
USER MANUAL : WALL HANDLES

REF: 0808509



REF: 0808141



CE

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Οι λαβές τοίχου χρησιμοποιούνται ως βοηθήματα ανάπηρων και ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα για την ασφάλειά και διευκόλυνση καθημερινών αναγκών.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

- Καθαρίζετε συχνά με ήπιο απορροπταντικό και ζεστό νερό
- Εάν πρέπει να απολυμάνετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα κοινό, ήπιο απολυμαντικό.



ΠΡΟΣΟΧΗ (!):

- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα στο προϊόν.
- Προστατέψτε το προϊόν από εκδορές, κοψίματα και τρυπήματα



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας το άχρηστο πλέον προϊόν σας στο σωστό σημείο ανακύκλωσης βοηθάτε. στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


0808509

ΛΑΒΗ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΑ 16''
(40,64 cm)

0808141

ΛΑΒΗ ΤΟΙΧΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ 74cm

Μέγιστο φορτίο: 80kg



Διαστάσεις Βάσης (ΜxΠ): 28 x 10,5cm

Μήκος Βραχίονα: 74cm

Μέγιστο φορτίο: 100kg

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος. Επίσης ΔΕΝ καλύπτει φθειρόμενα μέρη όπως φρένα, παπουτσάκια και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρας του χρόνου.

Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται), εταιρίες μεταφορών.

Φόρμα Εγγύησης

Στοιχεία Αγοραστή

Όνοματεπώνυμο :

Ημ/νία Αγοράς:S/N.....

LOT:.....Τηλέφωνο:

Στοιχεία Καταστήματος

Επωνυμία :

Διεύθυνση:.....


.....

Τηλέφωνο:

Σφραγίδα καταστήματος



Valentine International Ltd.
8th Floor, No. 149, Sec 2, Ta Tung Road
221 Hsichih District, New Taipei City
Taiwan R.O.C.



Y. Sung Handelsvertretung
Toulouser Allee 9 40211 Dusseldorf
Deutschland



MOBIAK S.A
KATHIANA AKROTIRIOU
CHANIA, CRETE-GREECE
T: +30 28210 63222



INTENDED USE:

The wall handles as disabled aids and aids for people with limited mobility for security and facilitation of daily needs

CLEANING & DISINFECTION:

- Clean often with mild detergent and warm water.
- If you must disinfect the product, use a common, mild disinfectant.

CAUTION (!):

- Do not use sharp objects in the product.
- Protect the product from abrasions, cuts and holes



ENVIRONMENTAL PROTECTION:

If one day you find that your product needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:

- 1) Do not dispose your product along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your product must be disposed.
- 3) Correct disposal of your product helps the protection of the environment as well as the recycling of the products' components.

INCIDENT REPORTING:

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides.

TECHNICAL FEATURES

0808509

HANDLE WITH SUCTION CUPS
16" (40,64 CM)

0808141


FOLDABLE HANDLE

Max loading weight: 80kg

Base Dimensions (LxW): 28 x 10,5cm

Bracket Length: 74cm

Max loading weight: 100kg



WARRANTY:

The product is guaranteed for a period of one (1) year from the purchasing date.

The warranty covers factory defects & **DOES NOT** cover damages resulting from misuse, poor maintenance, modification, overuse or non-compliance with the product's operating instructions. Also **DOES NOT** cover the parts that can wear out during use or over time.

Damages or defects caused by: natural disasters, unauthorized maintenance or repair, supply problems (where applicable), carriers are not covered by the warranty.

Warranty Claim Form

Buyers Data

Name:

Date of purchase: **S/N.**

LOT:..... **Phone:**

Resellers Data

Name :
.....
.....


Address:.....
.....

Phone:

Reseller Stamp



Valentine International Ltd.
8th Floor, No. 149, Sec 2, Ta Tung Road
221 Hsichih District, New Taipei City
Taiwan R.O.C.



Y. Sung Handelsvertretung
Toulouser Allee 9 40211 Dusseldorf
Deutschland



MOBIAK S.A
KATHIANA AKROTIRIOU
CHANIA, CRETE-GREECE
T:+30 28210 63222



Declaration of Conformity

Manufacturer: Valentine International Ltd.
221 Hsichih District, New Taipei City
Taiwan R.O.C.

SRN: TW-MF-000011689

Authorized Representative: Y. Sung Handelsvertretung
Toulouser Allee 9 40211 Dusseldorf
Deutschland Germany

SRN: DE-AR-000005142

I hereby declare that the products specified above are classified as class 1 devices, as in conformity with the requirements of the EU Medical Device Regulation (EU) MDR 2017/745.

This was verified with conformity evaluation procedures according to Medical Device Regulation Annex VIII.

Products -- Meet requirements for MDR regulation 2017/745

Valentine Item No.	Description	UDIDI
10184-Bariatric	Bariatric Folding Walker	4719879701425
10298LH	Portable Wheelchair Ramp	4719879709308
10563	Fracture Bedpan with Lid	4719879703542
11613/16/WH	Suction Grab Bars	4719879709544
12312	Fold Away Grab Bar	4719879707915
14437	Heel/Elbow Protector	4719879709018
60781/R to 60789/R	Dyna-Seal Cast & Bandage Protectors	4719879706222

This is certify Quality System ISO 13485: 2016,
CERTIFICATED NUMBER 217412-2017-AQ-RGC-NA-PS Rev. 2.0

Authorized signature:



Ivory Hung / Manager June 26 2023

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual



Ιατρική Συσκευή
Medical Device



Σήμα συμμόρφωσης CE
CE Mark



Κατασκευαστής
Manufacturer



Ημερομηνία Παραγωγής
Production Date



Κωδικός Προϊόντος
Product Number



Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης
Read the instruction for use



Σειριακός Αριθμός
Serial Number



Μην χρησιμοποιείται εάν το
κουτί είναι κατεστραμμένο
Do not use if Package is Damage



Αριθμός Παρτίδας
Batch Number



Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά
Right Way Up




Μοναδικός αναγνωριστικός
κωδικός προϊόντος
Unique Device Identification



Κρατήστε μακριά από
ηλιοφάνεια
Keep away from sunlight



Διατηρήστε Στεγνό
Keep Dry



Ύψος στοιβάξης 3 κιβώτια
Stacking Height



Χειριστείτε με προσοχή
Handle With Care



Εύθραυστο
Fragile



Χρήση Μόνο για
Εσωτερικό Χώρο In Door
Use Only



Απόρριψη Ηλεκτρικών
Εξαρτημάτων
Waste Electrical and Electronic
Equipment Directive