



GR EN



MOBIAK[®]
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: **ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΣΠΑΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

USER MANUAL: **FOLDABLE ALUMINUM STICK**



REF: 0809257
0809258
0809259
0809260
0809261

Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Read the instruction manual before use and keep it for future reference.
Important safety instructions

REVISION 06/2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το μπαστούνι μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα για υποβοήθηση στο περπάτημα.

Συναρμολογείται πολύ εύκολα αφού ενώσετε τα 4 τμήματα που διαθέτει.

Μέγιστο βάρος χρήστη: 100Kg.

Διαθέτει ξύλινη λαβή.

Είναι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος (διαθέτει 5 επίπεδα).

Εύρος Ύψους: 81 cm – 92 cm.

Διαθέτει καρό σχέδια

Διαθέτει πλαστική συσκευασία αποθήκευσης.

Υλικό κατασκευής σκελετού: Αλουμίνιο

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Να καθαρίζετε τακτικά το μπαστούνι.
- Μην αφήνετε το μπαστούνι βρεγμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε μη εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα - ανταλλακτικά διαφορετικά από αυτά που εγκρίνει η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
- Μην υπερβαίνετε ποτέ το μέγιστο επιτρεπτό βάρος του μπαστουιού (100Kg).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Χρησιμοποιείτε κρύο νερό και ήπια καθαριστικά για το καθαρισμό του μπαστουιού
- Στεγνώνετε πάντα με ένα μαλακό πανί
- Λεκέδες, λάδια πρέπει να αφαιρούνται από την επιφάνεια του μπαστουιού

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίστε το μπαστούνι μετά από κάθε χρήση του με μαλακό πανί.
- Κάνετε πάντα ένα τεστ χρήσης του μπαστουιού προτού το χρησιμοποιήσει ο χρήστης.
- Ελέγχεται το παπουτσάκι σε τακτά διαστήματα και αλλάζτε το εάν έχει φθαρεί.
Κωδικός για ανταλλακτικό Παπουτσάκι Μαύρο είναι 0809363.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά

Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk

Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και

κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ (!)

- Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του προϊόντος σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο.
- Η χρήση του παρακάτω προϊόντος απαγορεύεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. απορρίπτει κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή χρήση άλλη από αυτή που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο προϊόν και στο ακόλουθο εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας το άχρηστο πλέον προϊόν σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος από την ημερομηνία αγοράς του. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται), εταιρίες μεταφορών.

Φόρμα Εγγύησης

Στοιχεία Αγοραστή

Όνοματεπώνυμο :

.....
 Ημ/νία Αγοράς: S/N.....

LOT:..... Τηλέφωνο:

Στοιχεία Καταστήματος

Επωνυμία :

Διεύθυνση:.....

Τηλέφωνο:

Σφραγίδα καταστήματος

PRODUCT DESCRIPTION-INTENDED USE

This aluminum stick can be used by people for walking assistance.

It can be assembled easily joining the 4 pieces which are included

Max loading weight: 100Kg

It includes wooden handle.

It is height adjustable (5 levels)

Range of height: 81cm – 92cm

It has square pattern .

It has plastic storage packing

Frame construction material: Aluminum

SAFETY ADVICE

- Regularly clean the stick
- Do not let the stick wet.
- Check periodically the stick and if you find a damage, please fix it at an authorized partner
- Do not use unauthorized parts other than those approved by Mobiak
- Don't put weight on the stick over than the permissible.

CLEANING

- Use cold water and mild soap to clean the stick
- Dry it with a soft cloth
- Dirt, oil or debris must be removed from the stick

MAINTENANCE

- Clean the stick after each use with a soft cloth.
- Do a complete test - usage, before its use
- Check the ferrule rubber tip often and change it if it is worn. Spare part code for the ferrule rubber tip is 0809363.

DECLARATION OF CONFORMITY

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

ATTENTION (!)

- In case of failure or malfunction of your product, please contact your authorized and trained dealer.
- Use of the following product is prohibited for purposes other than those specified in this manual
- MOBI AK SA disclaims any responsibility for damage resulting from improper use of the product or use other than that set forth in this manual.
- MOBI AK SA reserves the right to make changes to the product and the following manual without notice in order to improve its features.



ENVIRONMENTAL PROTECTION

If your product needs replacement, or you do not use it, consider the environment protection:

- 1) Do not dispose your product with other waste (this is the meaning of the recycled symbol).
- 2) Contact your local authority to instruct you the recycling centers for your product.
- 3) Recycling your no use product, you protect the environment and help the exploitation of new materials from your product.

WARRANTY

The product has warranty for one (1) year from the purchase date.

The warranty covers factory defects and not damages resulting from improper use / maintenance of the product.

The warranty applies to factory defects & DOES NOT apply to damages resulting from improper use, poor maintenance, modification, abuse or non-compliance with the product's operating instructions.

Damage or defects caused by; natural disasters, unauthorized maintenance or repair, power supply problems (where applicable) and transportation companies are not covered by the warranty.

Warranty Form

Buyers Data

Name:

Date of purchase: S/N

LOT: Phone:

Resellers Data

Name :

.....

Address:

.....

Phone:

Reseller Stamp

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/TECHNICAL INFORMATION

CODE	GR DESCRIPTION	EN DESCRIPTION	MAX LOAD	ADJUSTABLE HEIGHT
0809257	ΣΠΑΣΤΟ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ ΚΑΦΕ	FOLDABLE STICK, WOOD PATTERN	100Kg	81-92 cm
0809258	ΣΠΑΣΤΟ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΡΟ	FOLDABLE STICK, SQUARES PATTERN	100Kg	81-92 cm
0809259	ΣΠΑΣΤΟ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ RED FLOWER	FOLDABLE STICK, RED FLOWER	100Kg	81-92 cm
0809260	ΣΠΑΣΤΟ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ BLUE FLOWER	FOLDABLE STICK, BLUE FLOWER	100Kg	81-92 cm
0809261	ΣΠΑΣΤΟ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ "TIGER" ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ	FOLDABLE STICK, with "TIGER " PATTERN, WITH WOOD HANDLE	100Kg	81-92 cm



ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ Η ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



DESCRIPTION OF SYMBOLS THAT HAVE BEEN PRINTED ON THE LABEL
MASTER CARTON AND OR USER MANUAL



ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
MEDICAL DEVICE



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
MANUFACTURER



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
PRODUCT NUMBER



ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
SERIAL NUMBER



ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ
BUTCH NUMBER



ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΣΤΕΓΝΟ
KEEP DRY



ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ
HANDLE WITH CARE



ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
IN DOOR USE ONLY



ΣΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE
CE MARK



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
PRODUCTION DATE



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
READ THE INSTRUCTION FOR USE



ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΑΝ
ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ
DO NOT USE IF PACKAGE
IS DAMAGE



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ
RIGHT WAY UP



ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΒΑΞΗΣ 3 ΚΙΒΩΤΙΑ
STACKING HEIGHT



ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ
FRAGILE



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
WASTE ELECTRICAL AND
ELECTRONIC EQUIPMENT
DIRECTIVE